

Funkcjonalność dostępna w wersji SoftMedica S 0.18.190 1.5.435 (2016-12-27).

Warianty konfiguracji:

1. Klient SoftMedica - jednostka służby medycyny pracy (smp), wystawiająca fakturę VAT w ramach scentralizowanego rozliczania VAT (np. ZOZ będący jednostką budżetową samorządu terytorialnego).

- a) W ustawieniach programu Narzędzia -> Ustawienia -> zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1).



Rysunek 1.

- b) Po restarcie programu w Menu Widok -> Słowniki dostępna staje się pozycja „Jednostki macierzyste” (rysunek 2). Wprowadzamy tutaj dane jednostki macierzystej (np. gminy).



Rysunek 2.

- c) W menu Narzędzia -> Ustawienia -> zakładka „Inne” wybieramy właściwą jednostkę macierzystą dla Klienta SoftMedica (jednostka smp), która będzie wskazana przez system na fakturze jako sprzedawca (rysunek 3).

SoftMedica - Ustawienia

Badanie przedmiotowe | Baza danych | E-mail | Kontrola | Potwierdzenia | Rozliczenia | Wydruki | Wygląd | Inne

- Aktualne przedsiębiorstwo w wywiadzie zawodowym
- Automatyczne łączenie zalogowanego specjalisty z badaniem lub konsultacją
- Automatyczne wypełnianie dat badań niezwiązanych, badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych
- Data wydania zaświadczenia równa dacie badania
- Ewidencjonowanie niepełnosprawności
- Import pracownika na podstawie PESEL
- Jednostka w panelu Przedsiębiorstwa
- Jednostki macierzyste
- Komórka organizacyjna
- Kopiowanie karty zmienia daty badań i konsultacji
- Okres między badaniami profilaktycznymi (indywidualnie dla przedsiębiorstwa)
- Oznaczenie badania prof. jako badania w trybie odwoławczym
- Pole uwag dla przedsiębiorstwa widoczne w panelu "Decyzja" karty badania profilaktycznego i kierowcy transportu drogowego
- Pracownie/Stanowiska
- Przedsiębiorstwa związane (nadrzędne i podrzędne)
- Rejestr przyjęć
- Quasi przedsiębiorstwa (wydziały)
- Ukrywanie niedostępnych raportów
- Widoczny komponent wyboru sposobu wydawania orzeczeń
- Wstawianie daty następnego badania z poprzedniej karty badania w przypadku badania kontrolnego
- Wybór orzecznika innego niż zalogowany użytkownik
- Wyświetlanie liczby przypisanych badań dla profilaktyków
- Zarządzanie typami badań profilaktycznych

Autouzupelnianie nazw miejscowości
Formatowanie autouzupelnianego tekstu:

Autouzupelnianie nazw stanowisk

Kod resortowy komórki laboratoryjnej:

Jednostka macierzysta:

Opcje oznaczone kolorem niebieskim dotyczą całego systemu, pozostałe tylko lokalnej kopii programu.

Rysunek 3.

- d) Dane Sprzedawcy na fakturze system będzie pobierał z pola „Nagłówek” w oknie Jednostki macierzystej (rysunek 5). Dane Wystawcy pobierane będą z danych klienta SoftMedica (nazwa i adres jednostki smp).

Jednostka macierzysta

Nazwa:

NIP:

Ulica (wieś):

Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Miasto (poczta):

Nagłówek

Rysunek 5.

2. Wystawienie faktury za usługi medyczne zakładowi pracy, który jest jednostką podlegającą scentralizowanemu rozliczeniu VAT (np. szkoła podlegająca gminie).

a) W ustawieniach programu Narzędzia -> Ustawienia -> zakładka „Inne” włączamy opcje „Jednostki macierzyste” (rysunek 1).

Rysunek 1.

b) Po restarcie programu w Menu Widok -> Słowniki dostępna staje się pozycja „Jednostki macierzyste” (rysunek 2). Wprowadzamy tutaj dane jednostek macierzystych przedsiębiorstw (np. gminy w przypadku szkoły), dla których wystawiamy faktury za badania medyczne.

Nazwa	NIP	Adres
Gmina Chojnice	555-19-08-755	31 Stycznia 56A, 89-600 Chojnice
Gmina Czersk	555-19-08-979	Kościuszki 27, 89-650 Czersk
Województwo Wielkopolskie	778-13-46-888	al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Rysunek 2.

c) W oknie „Przedsiębiorstwo” zakładu pracy, który posiada jednostkę macierzystą i rozlicza się centralnie z VAT, wybieramy właściwą jednostkę macierzystą (dla każdego z zakładu pracy z osobna) (rysunek 4).

Rysunek 4.

W powyższym scenariuszu, na wydruku faktury w polu Nabywca będzie widniała jednostka macierzysta, a w polu Odbiorca przedsiębiorstwo (zakład pracy).