


Wizyta psychologiczna – cywil


W celu założenia wizyty psychologicznej wymagane jest zlecenie konsultacji psychologicznej z karty badania profilaktycznego.

Gdy już taka wizyta zostanie zlecona należy:



Wybrać z panelu startowego *Wizyty*.

Pojawi się panel edycji wizyt. Należy zwrócić uwagę na zakres dat (data skierowania) oraz status wizyty (nowo zlecona wizyta powinna mieć status *Otwarta*). Wybierając przycisk *Edytuj wizytę*, otworzy się panel wizyty psychologicznej.



Panel wizyty psychologicznej – dostępne zakładki.

Domyślne zakładki dostępne w wizycie, są wszystkimi, które oferuje moduł wizyty psychologicznej.

The screenshot shows the 'Dane ogólne' (General Data) tab of a psychological visit record. At the top, there is a navigation bar with 'SoftMedica' and various menu items like 'Widok', 'Znajdź', 'Raporty', etc. Below this is a breadcrumb trail: 'Panel startowy > Przedsiębiorstwa > Pracownicy - "SoftMedica" Opr... > Wizyty > Wizyta specjalistyczna - Test...'. The main content area includes a 'Status wizyty' dropdown set to 'Otwarta' and a 'Data wizyty' field with the value '2020-12-24'. A section titled 'Dane identyfikacyjne osoby badanej:' contains fields for 'Nazwisko i imię' (Testowy Damian), 'Data urodzenia' (1994-06-18), 'PESEL' (94061814373), 'Płeć' (Mężczyzna), 'Adres zamieszkania' (Długa, 89-650 Czernsk), and 'Kod pocztowy'. There are also fields for 'Data prawa jazdy', 'Kategorie prawa jazdy', and 'Numer prawa jazdy'. An 'Edycja danych' button is visible on the right.

W celu dostosowania zakładek oraz zakresu ich widoczności, należy wybrać opcję *Dostosuj wizytę* u dołu zakładki *Dane ogólne*.

This screenshot shows the bottom portion of the 'Dane ogólne' tab. It features three large, empty text areas for 'Wynik badania (widoczny na karcie badania)', 'Uwagi profilaktyka', and 'Uwagi specjalisty'. Below these areas is a 'Specjalista' dropdown menu currently set to 'admin'. At the bottom right, there is a row of three buttons: 'Załączniki', 'Dostosuj wizytę' (highlighted with a red box), and 'Zieć dodatkowe badania'. At the very bottom, there are 'Zapisz' and 'Zamknij/Anuluj' buttons.

Dostosuj wizytę

Zaznacz wszystko Odznacznaj wszystko

Orzeczenie psychologiczne Wynik badania Karta konsultacji - pomoc psychologiczna Sprawozdanie z pracy psychologów Oświadczenie osoby badanej

Badanie psychologiczne Badanie psychologiczne ucznia Karty badań Opinia psychologa

Dane pacjenta Dane badania Staż w kierowaniu pojazdami Czynniki szkodliwe Podmiot kierujący

Cel badania Zestawienie wyników prób Nyktometr Treść orzeczenia Wskazania

Orzeczenie wysłano do

Sprawność psychofizyczna

Ocena prędkości Uwagi Widzenie stereoskopowe

Dodatkowe dane

Choruje aktualnie Zażywa leki Przebyte operacje i urazy Przebyte choroby Uzależnienia

Świadczenia rentowe Wypadki Dane z obserwacji Uzasadnienie treści orzeczenia

Zapisz Anuluj

Karta badania psychologicznego – prosta

1. Zakładka dane ogólne.

Anuluj badanie

Nr rej.

Imię i nazwisko

Numer PESEL... Wiek Płeć

Adres

Wykształcenie Zawód wyuczony Zawód wykonywany

Miejsce pracy/szkoła

Staż pracy ogółem Staż na obecnym stanowisku

Czy w przebiegu pracy zawodowej:

a) stwierdzono chorobę zawodową?

b) przyznano świadczenie rentowe?

c) badany(a) uległ(a) wypadkowi w pracy?

d) orzeczono niepełnosprawność?

Podmiot kierujący...

Data ostat. badania...

Cel badania

Wybieramy przycisk *Rozpocznij badanie* i uzupełniamy pola.

Wybierz odpowiedź - Zawód wyuczony

Treść

Zaznaczenie	Treść
-------------	-------

Filtr Liczba pozycji 0/0

Można skorzystać z *plusika* w celu dodania często powtarzających się sformułowań.

2. Zakładka Wywiad/Obszewacje

Dane ogólne	Karta badania psychologicznego - prosta	Orzeczenie psychologiczne	+
Dane ogólne	Wywiad/Observacje	Badania	Orzeczenie

Dane z wywiadu

Dane z obserwacji

Należy uzupełnić dane z wywiadu oraz dane z obserwacji.

3. Zakładka Badania

Dane ogólne | Karta badania psychologicznego - prosta | Orzeczenie psychologiczne

Dane ogólne | Wywiad/Obszerwacje | **Badania** | Orzeczenie

Anuluj badanie

↓ ↑ 📷 + Dodaj ✖ Usuń ✎ Zmień

Lp.	Metoda badań	Wynik
-----	--------------	-------

Filtr Liczba pozycji 0/0

Wnioski

SoftMedica - Badanie karty psychologicznej

Metoda badań

Wynik

OK Anuluj

4. Zakładka Orzeczenie

Dane ogólne Wywiad/Obserwacje Badania Orzeczenie

Anuluj badanie

Treść orzeczenia

Uzasadnienie treści orzeczenia

Zalecenia

Należy uzupełnić pola, według formularzy w zakładce. Po skończeniu można wydrukować kartę psychologiczną klikając *Drukuj*.

Orzeczenie psychologiczne

Dane ogólne	Karta badania psychologicznego - prosta	Orzeczenie psychologiczne	+
-------------	---	---------------------------	---

Rodzaj orzeczenia

Data wydania orzeczenia

Numer wydawanego orzeczenia

Badanie psychologiczne przeprowadzane na podstawie

Orzeka się:

Brak przeciwwskazań psychologicznych
 Istnienie przeciwwskazań psychologicznych

Uzasadnienie

Uwagi

Od orzeczenia psychologicznego przysługuje: odwołanie wniosek nie przysługuje

Odwołanie przysługuje: osobie badanej pracodawcy

Termin od do

Nazwa podmiotu odwoławczego

Rodzaj orzeczenia – należy wybrać jaki druk orzeczenia ma być generowany.

Data wydania orzeczenia – należy określić datę, kiedy wydano orzeczenie pacjentowi.

Numer wydanego orzeczenia – można określić kolejny numer orzeczenia psychologicznego.

Badanie psychologiczne na podstawie – należy wpisać na jakiej podstawie wykonano badanie.

Następnie należy wybrać rodzaj orzeczenia – określić czy istnieją czy nie przeciwwskazania psychologiczne.

Uzasadnienie decyzji oraz uwagi. Należy uzupełnić dalszą część zakładki.

Aby przygotować podgląd wydruku należy kliknąć przycisk *Drukuj*.

Wizyta psychologiczna – funkcjonariusz

Karta badania psychologicznego – prosta

1. Zakładka Dane ogólne

W wersji karty psychologicznej dla funkcjonariusza dodano możliwość określenia jaki rodzaj badania jest przeprowadzany (okresowe, kontrolne, inne).

The screenshot shows the 'Dane ogólne' (General Data) tab of a psychological assessment form. The form includes the following fields and options:

- Nr rej.:** A text input field with radio buttons for 'okresowe' (selected), 'kontrolne', and 'inne'.
- Imię i nazwisko:** Damian Testowy
- Numer PESEL...:** 94061814373
- Wiek:** 26
- Płeć:** Mężczyzna
- Adres:** Długa, 89-650 Czersk
- Wykształcenie:** Radio buttons for 'średnie' (selected), 'wyższe lic.', and 'wyższe'. A dropdown for 'Zawód wyuczony' and a text input for 'Zawód wykonywany'.
- Miejsce pełnienia służby:** "SoftMedica" Oprogramowanie Medyczne Tucholska 4, 89-650 Czersk
- Stanowisko...:** Empty text input.
- Wykonywane czynności:** Empty text input.
- W Służbie Więziennej od:** Empty text input with a '+' icon and 'na obecnym stanowisku od'.
- Czy w przebiegu pracy zawodowej:** A list of checkboxes:
 - a) stwierdzono chorobę w związku z służbą?
 - b) przyznano świadczenie rentowe?
 - c) badana osoba uległa wypadkowi w służbie
 - d) orzeczono niepełnosprawność?
- Cel badania:** A large empty text area.

At the top right of the form is a button labeled 'Anuluj badanie'.

2. Zakładka Orzeczenie

Dodano dodatkowe pole *Notatki* oraz *Wynik badania psychologicznego przekazano*.

The screenshot shows the 'Orzeczenie' (Assessment) tab of the psychological assessment form. It features two large text input areas:

- Notatki:** A large empty text area for notes.
- Wynik badania psychologicznego przekazano:** A large empty text area for the assessment result.

At the bottom left, there is a 'Drukuj' (Print) button. At the bottom right, there are 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij/Anuluj' (Close/Cancel) buttons.

Orzeczenie psychologiczne

W przypadku orzeczenia psychologicznego dla funkcjonariusza należy w zakładce *Orzeczenie psychologiczne* wybrać z listy rozwijanej *Rodzaj orzeczenia* *Zaświadczenie SW*.

Dane ogólne Karta badania psychologicznego - prosta Orzeczenie psychologiczne +

Rodzaj orzeczenia Orzeczenie psychologiczne

Data wydania orze Orzeczenie psychologiczne

Numer wydawaneg Orzeczenie w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Badanie psycholog Zaświadczenie SW

Orzeka się:

Brak przeciwwskazań psychologicznych

Istnienie przeciwwskazań psychologicznych

Gdy wybrana zostanie ta opcja, wygląd zakładki *Orzeczenie psychologiczne* zmieni się:

Rodzaj orzeczenia Zaświadczenie SW

Data wydania zaświadczenia

Numer wydawanego zaświadczenia

Konsultacja

Badanie

Orzeka się:

Brak przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia służby na stanowisku określonym w skierowaniu

Istnienie przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia służby na stanowisku określonym w skierowaniu

Proces adaptacji do warunków pełnienia służby w SW przebiega bez zastrzeżeń

Wynik

Wydruk

Po uzupełnieniu zakładki, należy kliknąć w przycisk *Wydruk* w celu wygenerowania podglądu druku zaświadczenia psychologicznego dla funkcjonariusza.