

## Instrukcja aktualizacji systemu SoftMedica

1. Należy uruchomić aktualizator *[katalog\_programu]/SoftMedica-AktualizatorFX.jar*
  - podczas uruchamiania programu, aktualizator będzie uruchamiał się automatycznie



2. Wybierając *Aktualizuj*, pojawi się okienko wyboru pliku.
3. Należy wybrać paczkę aktualizacji pobraną ze strony [www.softmedica.pl](http://www.softmedica.pl)
4. Po wybraniu paczki, program zacznie się aktualizować.
5. W okienku pojawiać się będą wszelkie informacje dotyczące wgrywanej aktualizacji.
6. Po zakończeniu procesu aktualizacji, w przypadku uruchomienia programu ze skrótu (wraz z aktualizatorem), uruchomi się system SoftMedica.