

## Instrukcja instalacji systemu SoftMedica

1. Pobieramy plik instalatora ze strony <http://softmedica.pl/sw/pobierz/>  
*Paczka instalacyjna systemu SoftMedica*
2. Uruchamiamy plik instalacyjny `softmedica_sw.exe`
3. Akceptujemy warunki umowy i klikamy „Dalej”.
4. Wskazujemy katalog docelowy instalacji i wybieramy odpowiednie opcje:
  - SoftMedica – Medycyna Pracy (**opcja musi być zaznaczona** w przypadku instalacji aplikacji **na stacjach roboczych**. Może być zainstalowana również na serwerze)
  - Serwer PostgreSQL (**opcja musi być zaznaczona tylko w przypadku instalacji na serwerze lub stacji**, która będzie pełnić rolę serwera).
5. Klikamy „Dalej”. Po zakończeniu procesu instalacji klikamy „Zakończ”.
6. Wczytujemy plik licencji.
7. Aktywacja systemu – generowanie nagłówków.
8. Uruchamiamy program SoftMedica – Medycyna pracy i logujemy się na następujące dane:  
login: admin  
hasło: test
9. Wybieramy z górnej belki opcję: „Narzędzia” → „Ustawienia” i przyciskamy kombinację klawiszy Ctrl+t.
10. Kontaktujemy się z działem serwisu Softmedica i podajemy serwisantowi treść z pola „Pytanie”.  
Serwisant w celu weryfikacji poprosi o numer licencji, który jest wprowadzony.
11. W pole odpowiedź wprowadzamy treść otrzymaną zwrotnie od serwisanta.
12. W nowym oknie uzupełniamy treść pieczętki nagłówkowej przychodni, która będzie nadrukowana na kartach badań i orzeczeniach. Do dyspozycji jest 7 linii, przy czym zalecana liczba znaków w jednej linii wynosi do 52 znaków.

### UWAGA:

Tak jak wcześniej wspomniano, jeśli instalujemy system SoftMedica na:

- a) serwerze, w instalatorze należy zaznaczyć przede wszystkim Serwer PostgreSQL (w celu instalacji serwera bazy danych)
- b) stacjach roboczych, w instalatorze należy zaznaczyć przede wszystkim SoftMedica - Medycyna Pracy, w celu instalacji oprogramowania.

**Aby stacje robocze miały dostęp do serwera bazy danych, należy:**

1. Na stacjach roboczych, w folderze instalacji oprogramowania (zazwyczaj `C://Program Files/SoftMedica - Medycyna Pracy/`) – znajduje się plik `config.xml`
2. W liniach od 4-6 znajdują się pola konfiguracji połączenia do bazy danych.
  - `<host>` - adres serwera bazy danych,
  - `<port>` - port adresu serwera bazy danych (podczas domyślnej instalacji PostgreSQL z instalatora, port: 5453)
  - `<name>` - nazwa bazy danych (domyślnie: `softmedica`)

należy zmienić parametr `<host>` w celu określenia adresu lokalnego bazy danych.